


# Camera stagna

## Microjet 14 SE

- Veduta d'insieme



## Camera stagna

### Microjet 14 SE

- Veduta d'insieme

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
2696	H413000001	Mantello MJ 14 SE	
2697	H413000002	Guarnizione mantello MJ 14 SE	
2698	H413000003	Protezione anti irraggiamento MJ 14 SE	Cancellato
2699	H413000004	Cruscotto MJ	
2700	H413000005	Manopola MJ	
2701	H413000006	Gancio chiusura camera MJ SE	
2702	H413000007	Guarnizione post camera MJ SE	
2703	H413000008	Racc.acqua calda scamb.kit racc.MJ 14 SE	
2704	H413000009	Dado 3/8 fiss. racc.acqua calda MJ 14 SE	
2705	H413000010	Ventilatore MJ SE	
2706	H413000011	Venturi completo di sonde MJ 14 SE	
2707	H413000012	Vite bz 5,5x11 MJ	
2708	H413000013	Pressostato	
2709	H413000014	Tappo pressostato aria MJ SE	
2710	H413000015	Vite bz 3,4x7 (fiss.staffa press.aria)MJ	
2711	H413000016	Scambiatore MJ SE	
2712	H413000017	Tubo ingresso acqua MJ SE	
2713	H413000018	Aggancio scambiatore dx MJ 14SE-11E	
2714	H413000019	Aggancio scambiatore sx MJ 14SE-11E	
2715	H413000020	Rampa completa di ugelli MJ SE-G.20	
2716	H413000021	Rampa completa di ugelli MJ SE-G.30/31	
2717	H413000022	Assieme bruciatore MJ SE	
2718	H413000023	Vite m4x25 fissaggio bruciatore	
2719	H413000024	Guarnizione superiore valvola gas	

## Camera stagna

### Microjet 14 SE

- Veduta d'insieme

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
2720	H413000025	Molla fissaggio portella chiusura bruc.	
2721	H413000026	Valvola gas MJ SE-G.30/31	
2722	H413000027	Valvola gas MJ SE-G.20	
2723	H413000028	Passacavo tubo valvola gas MJ SE	
2724	H413000029	Vite valvola acqua MJ	
2725	H413000031	Assieme valvola acqua MJ SE	
2726	H413000032	Filtro ingresso acqua MJ	
2727	H413000033	Elettrodo	
2728	H413000034	Vite M 3,5	
2729	H413000035	Sonda NTC MJ	
2730	H413000036	Molletta di fissaggio MJ	
2731	H413000037	Molletta di fissaggio MJ 14 SE	
2732	H413000038	Guarnizione sagomata valv. gas-raccordo	
2733	H413000039	Raccordo valvola gas-rampa MJ 14 SE	
2734	H413000040	Assieme meccanismo servo MJ	
2735	H413000041	Microinterruttore	
2736	H413000042	Piattello membrana valvola acqua MJ	
2737	H413000043	Membrana	
2738	H413000044	Venturi valvola acqua MJ 14SE-15E	
2739	H413000045	Scheda fe 200 MJ 14 SE	
2740	H413000046	Scheda pg1023 con display MJ 14 SE	
2741	H413000047	Cablaggio MJ 14 SE	
2742	H413000048	Cablaggio term. fumi con jumper MJ 14 SE	
2743	H413000049	Cablaggio sonda NTC MJ	
2744	H413000050	Cavo di alimentazione MJ 14 SE	
2745	H413000051	Racc.entrata acqua con rubinetto MJ	

## Camera stagna

### Microjet 14 SE

- Veduta d'insieme

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
2746	H413000052	Rubinetto gas MJ	
2747	H413000053	Tubo flessibile uscita acqua calda MJ	
2748	H413000054	Tubo ingresso acqua fredda MJ	
2749	H413000055	Tubo uscita acqua calda MJ	
2750	H413000057	Fusibile MJ 14 SE	
2751	H413000058	Diafr.adatt.scarico fumi MJ 14 SE	
2752	H413000059	Cavo ventilatore MJ 14 SE	
2753	H413000062	Molletta di fissaggio MJ 14 SE	
2754	H413000063	Tubo uscita fumi MJ 14 SE	
2755	H413000064	Fascetta uscita fumi MJ SE	
2756	H413000065	Chiusura bruc.anter. e laterale MJ 14 SE	
2789	H413000112	Racc.acqua fredda kit racc.scamb. MJ14SE	
2790	H413000114	Tappo	